

Anatomie + Ergonomie = Bionic

Onderhoud

- **Bionic Tennis Gloves** kunnen met de hand of in de machine worden gewassen. Gebruik hiervoor wel een mild wasmiddel zonder bleek.
- Was de handschoenen met het klittenband goed gesloten zodat het niet in contact met andere kleding kan komen.
- Laat de handschoenen drogen (**Niet** in de wasdroger!).
- Het wassen van de handschoenen draagt bij aan de soepelheid en duurzaamheid van de handschoenen.

Kleuren, maten en prijzen



Bepaal uw maat door uw hand op te meten:

Meet met een meetlint (of touwtje en liniaal) uw hand rondom op zoals aangegeven op de foto en bepaal vervolgens uw maat met behulp van de maattabel.

De handschoenen worden geleverd per paar.

Heren

Medium	20,3 cm – 21,0 cm
Large	21,3 cm – 22,2 cm
XL	22,2 cm – 23,5 cm
XXL	23,5 cm – 24,1 cm



€34,95

Bionic Tennis Gloves – heren
(grijs/wit)

Dames

Small	15,9 cm – 17,8 cm
Medium	18,4 cm – 19,7 cm
Large	19,7 cm – 20,3 cm
XL	20,3 cm – 21,0 cm



€34,95

Bionic Tennis Gloves – dames
(wit-grijs)

Jeugd

Small	16,5 cm – 17,8 cm
Medium	17,8 cm – 18,7 cm
Large	18,7 cm – 19,4 cm
XL	19,4 cm – 19,7 cm



€29,95

Bionic Tennis Gloves – jeugd
(blauw-grijs)